

گان تزریق خشابدار سا



① دسته (Handle)

② محفظه خشاب (Cartridge Slot)

③ پیستون (Plunger)

④ سوزن تزریق (Injection Needle)

⑤ فنر داخلی (Internal Spring)

⑥ شاسی قفل (Locking Mechanism)

⑦ تکیه گاه چهار انگشت (4 Fingers Support)

⑧ کثوبی (Guideway)



گان تزریق خشابدار سا

گان تزریق میکروچیپ، ابزاری ضروری در صنعت دامپزشکی و نگهداری حیوانات است که برای تزریق میکروچیپ‌های هویت گذاری زیرجلدی در حیوانات استفاده می‌شود. این دستگاه به منظور افزایش دقت و سرعت در فرآیند تزریق میکروچیپ‌ها طراحی شده است و برای اطمینان از انجام این کار به صورت ایمن و بدون درد برای حیوانات، به مکانیزم‌های پیشرفته‌ای مجهز شده است.

برای استفاده بهینه از این گان و دستیابی به نتایج مطلوب، آشنایی با اجزاء و نحوه عملکرد هر یک از بخش‌های آن ضروری است. در این بخش، قسمت‌های کلیدی گان تزریق معرفی می‌شود تا کاربران بتوانند با شناخت دقیق این اجزاء، از دستگاه به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و فرآیند تزریق را به طور ایمن و مؤثر به انجام برسانند.

این راهنما دستورالعمل‌های دقیقی برای استفاده ایمن و مؤثر از گان تزریق میکروچیپ که برای تزریق میکروچیپ در حیوانات طراحی شده است، ارائه می‌دهد. این دستگاه مجهز به سیستم خشاب قابل تعویض است که امکان تزریق سریع و آسان میکروچیپ‌ها را فراهم می‌کند.

اجزاء

1. **گان تزریق**: دستگاه اصلی با مکانیزم فنی.
2. **خشاب میکروچیپ**: شامل 10 عدد میکروچیپ آماده تزریق.
3. **پیستون**: برای تزریق میکروچیپ به داخل بدن حیوان استفاده می‌شود.
4. **دسته**: برای گرفتن و کنترل گان در طول فرآیند تزریق.

دستورالعمل‌های گام به گام

آماده‌سازی دستگاه

- اطمینان حاصل کنید که گان قبل از استفاده تمیز و ضدعفونی شده باشد.
- یک خشاب جدید میکروچیپ را در گان تزریق قرار دهید و آن را با شکاف خشاب در جهت پیکان تراز کنید. اطمینان حاصل کنید که خشاب به درستی جا افتاده و در جای خود محکم شده است.

گان تزریق خشابدار سا

بارگذاری میکروچیپ

- با قرار دادن خشاب، دسته را به عقب بکشید تا گان تزریق آماده شود. این عمل اولین میکروچیپ را به محفظه شلیک بارگذاری می‌کند.
- اطمینان حاصل کنید که میکروچیپ به درستی قرار گرفته و آماده تزریق است

مهار کردن حیوان

- حیوان را به طور ایمن مهار کنید تا از حرکت آن در طول تزریق جلوگیری شود. توصیه می‌شود که یک دستیار حیوان را به خوبی نگه دارد.

انتخاب محل تزریق

- محل تزریق مناسب را شناسایی کنید. برای بیشتر حیوانات، این محل معمولاً بین تیغه‌های شانه است.
- محل تزریق را با یک پنبه آغشته به الکل ضدعفونی کنید.

تزریق میکروچیپ

- نوک گان تزریق را بر روی پوست حیوان در محل تزریق قرار دهید.
- دسته گان را به طور محکم فشار دهید تا مکانیزم فنری آزاد شود. پیستون میکروچیپ را به داخل بافت زیرجلدی حیوان هدایت می‌کند.
- گان را برای لحظه‌ای ثابت نگه دارید تا اطمینان حاصل شود که میکروچیپ به طور کامل تزریق شده است.

مراقبت‌های بعد از تزریق

- سوزن را به آرامی از پوست حیوان بیرون بکشید.
- حیوان را برای چند دقیقه زیر نظر بگیرید تا اطمینان حاصل شود که میکروچیپ با موفقیت تزریق شده و حیوان راحت است.

گان تزریق خشابدار سا

آماده سازی برای تزریق بعدی

- دسته را به عقب بکشید تا میکروچیپ بعدی از خشاب بارگذاری شود.
- مراحل فوق را برای حیوانات دیگر تکرار کنید.

نگهداری و تمیزکاری

- پس از هر بار استفاده، گان را طبق دستورالعمل سازنده جدا کرده و آن را به طور کامل با یک ماده ضدعفونی کننده مناسب تمیز کنید.
- اطمینان حاصل کنید که تمامی قطعات قبل از مونتاژ مجدد و نگهداری، خشک شده اند.
- هنگامی که تمامی میکروچیپ ها استفاده شده یا دستگاه علائم هرگونه مشکل را نشان می دهد، خشاب را تعویض کنید.

احتیاطات ایمنی

- همیشه در هنگام کار با دستگاه و در طول فرآیند تزریق، دستکش محافظ بپوشید.
- گان را به سمت هیچ کس یا چیزی غیر از حیوان مورد نظر نشانه نگیرید تا از وقوع هرگونه حادثه جلوگیری شود.
- دستگاه را در یک مکان امن و خشک، دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

عیب یابی

- تزریق نشدن میکروچیپ: اطمینان حاصل کنید که دسته به طور کامل به عقب کشیده شده تا میکروچیپ به درستی بارگذاری شود.
- بارگذاری نشدن خشاب: از تراز و عدم وجود هرگونه انسداد در شکاف خشاب اطمینان حاصل کنید.
- گیر کردن دستگاه: گان را جدا کرده و هرگونه انسداد را پاک کنید و سپس آن را مجدداً مونتاژ کنید.

اطلاعات تماس

برای دریافت کمک بیشتر یا در صورت مواجهه با هرگونه مشکلی که در این راهنما پوشش داده نشده است، لطفاً با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید

تهران - نرسیده به چهارراه ولیعصر - خیابان بالاور
پلاک ۱۱ - پارک فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان ابن سینا طبقه همکف واحد ۱، شرکت
ریز سامانه های سبز آینده

آدرس سایت <https://www.memsrasa.com>

تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۴۴۴۴۴ - ۰۲۱-۴۴۴۴۴۴۴۴

تلگرام، واتساپ، روبیکا: ۰۹۱۰۸۹۸۴۳۸۱

فکس: ۰۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴ داخلی ۱۰۱